



جوفابلازم بي®

لقاح حي مضعف مجفد لمرض التهاب
جنب ذات الرئة المعدي في الأبقار

فترة السحب:

صفر يوم.

محاذير الإستخدام:

- يمنع تحصين الحيوانات المريضة أو المجهدة.
- عدم استعمال المضادات الحيوية ٧ أيام قبل التحصين و ١٤ يوم بعد التحصين.
- عدم استعمال مذيّب غير مبرد.

إحتياطات خاصة:

- رج اللقاح جيدا قبل الإستعمال.
- يحضر اللقاح باستخدام أدوات نظيفة ومعقمة خالية من المظهرات.
- لقاح جوفابلازم بي لا يسبب مرض للإنسان و لكن يجب الإبتناء من الحقن العرضي.
- اذا تم التعرض الى الحقن العرضي يجب مراجعته الطبيب.
- يتم التخلص من عبوات اللقاح المفتوحة المتبقية والمواد المستخدمة باستخدام المطهرات المناسبة مثل (الفيثوليك، ايدوفور، أو الفورمالديهايد) حسب التركيز الموصى به.

التخزين وفترة الصلاحية:

- اللقاح صالح لمدة سنتين عند الحفظ على درجة حرارة -٢٠م° ، أو لمدة ستة أشهر عندما يحفظ على درجة حرارة +٢م° الى +٨م°.
- يحفظ بعيدا عن أشعة الشمس المباشرة.

التعبئة:

زجاجات سعة ٥٠ جرعة، ١٠٠ جرعة.

الإستعمال البيطري فقط.

يعتبر مرض التهاب جنب ذات الرئة المعدي (CBPP) من أهم الامراض التي تصيب الأبقار. إن المسبب للمرض هو ميكروب المايكوبلازما *Mycoplasma mycoides subspecies mycoides small colony*

التركيب:

جوفابلازم بي هو لقاح حي مضعف مجفد من المايكوبلازما - *Mycoplasma mycoides sub-species mycoides small colony biotype T1/44*.

كل جرعة (١ مل) تحتوي على الأقل على: ١٠ CCU من اللقاح المضعف المجفد لميكروب *Mycoplasma mycoides subspecies mycoides small colony biotype T1/44*.

الخصائص:

يتميز لقاح جوفابلازم بي بالخصائص التالية:

- الثبات عند الحفظ على درجات الحرارة الموصى بها.
- يحقق مناعة كافية لمدة سنة واحدة ضد مرض (CBPP).
- يحقق التلقيح إستجابة مناعية جيدة للحماية من المرض.

الإستطبايات:

إن لقاح جوفابلازم بي يستخدم للسيطرة على مرض التهاب جنب ذات الرئة المعدي في الأبقار.

الجرعة وطريقة الإستخدام:

- الجرعة ١ مل لكل حيوان تحت الجلد.
- يعطى اللقاح جرعة واحدة تحت الجلد على العمر المنصوص عليه.
- يستخدم ٥٠ مل من المذيّب لكل ٥٠ جرعة من اللقاح أو ١٠٠ مل من المذيّب لكل ١٠٠ جرعة من اللقاح.
- تحصن الحيوانات على عمر شهرين فما فوق، أما الحيوانات الأصغر من شهرين تحصن فقط في حال وجود وباء في المنطقة.
- يتم إعادة التحصين مرة أخرى سنويا.
- يذاب قرص اللقاح المجفد في المذيّب المعقم المرفق مع اللقاح. يستخدم اللقاح المذاب فوراً (خلال ساعة في ظروف باردة).

المركز الأردني للصناعات البيولوجية

Tel. +962 6 5232162, Fax: +962 6 5232210

P.O. Box 43, Amman 11941- Jordan

E-mail: info@jovaccenr.com, www.jovaccenr.com

Jovac